

CM TraumaMattress™

CM ProLine



CM TraumaMattress är en tryckavlastande, intrahospital traumamadrass, avsedd för enkel och snabb immobilisering av traumapatienter.



Ergonomiska grepphandtag och lågfriktionsundersida underlättar förflyttningar till CT-bord, röntgenbord m.m.



CM TraumaCover Engångsöverdrag med huvudfixation.
Art.nr:
CMCOVER (vuxen, 15-pack)
CMCOVERM (barn, 10-pack)



CM T-Fix Huvudfixation
Art.nr: CMTFIX (25-pack)
Endast vuxenmodell

- ✓ SÄKER OCH STABIL IMMOBILISERING
- ✓ KRYSSBAND
- ✓ SÄKRA, SNABBA FÖRFLYTTNINGAR
- ✓ AVTAGBART ÖVERDRAG
- ✓ TRYCKAVLASTANDE, KOMFORTABEL

PRODUKTINFORMATION:

Intrahospital traumamadrass för immobilisering och patientförflyttningar. CT-kompatibel. Svetsad, vätsketät stomme som består av en kolfibersandwich samt ett tryckavlastande lager av polyeter och viskoelastiskt polyuretanskum. Stötdämpande undersida av EVA. Avtagbart överdrag med ovansida av vätsketät, stark polyesterväv och undersida av teflonbelagd, slitstark polyamid med lågfriktionsegenskaper. Ergonomiska grepphandtag av glasfiber.

VUXENMODELL:

Mått: : 200 x 53 x 6 cm Vikt: C:a 8 kg

Art.nr: CMTRM

Namn: CM TraumaMattress med kroppsremmar

TILLBEHÖR VUXEN:

Överdrag till vuxenmodell	Art.nr: CMTR1
Sidostabiliseringskuddar, set	Art.nr: CMTR2
Kroppsremmar, komplett set	Art.nr: CMTR3
CM TraumaCover	Art.nr: CMCOVER
CM T-Fix Huvudfixation	Art.nr: CMTFIX
CM ProSlide Glidskiva	Art.nr: CMPRO

BARNMODELL:

Mått: 142 x 44 x 6 cm Vikt: C:a 5 kg

Art.nr: CMTRMM

Namn: CM TraumaMattress Mini med kroppsremmar

TILLBEHÖR BARN:

Överdrag till barnmodell	Art.nr: CMTR1M
Sidostabiliseringskuddar, set	Art.nr: CMTR2
Kroppsremmar, komplett set	Art.nr: CMTR3M
CM TraumaCover Mini	Art.nr: CMCOVERM

CE

COMFORT medical