

Mini S-CUT®

Ett skärverktyg vid akutsjukvård och räddning

- **Tidsbesparande**
- **Effektiv**
- **Patientsäker**
- **Användarvänlig**

Mini S-CUT ska användas på patient vid akuta räddningsinsatser eller vid akutsjukvård. Verktöget används för att snabbt frilägga skador från kläder och dyl. utan att behöva ändra patientens läge och därmed riskera ytterligare skada eller onödigt lidande.

Mini S-CUT's storlek gör den lätt att bära med sig i tillhörande hölster .

Mini S-CUT ersätter saxar, knivar och liknande verktyg. Förutom vanliga kläder går det utmärkt att skära genom läder, säkerhetsbälten, dragkedjor samt till och med fodrade skinnstäl

Mini S-CUT är utformad på ett ergonomiskt och greppvänligt sätt. Till skillnad från saxens klipp rörelser skär S-CUT med en dragande rörelse.



Skärbladet är inbyggt i verktyget för att förhindra skada på patient och användare. Bladet kan snabbt bytas utan behov av verktyg.

För att enkelt kunna rengöras består verktyget av ett fåtal delar som är lätta att montera och demontera.



Mini S-CUT finns även i ett utförande med ett extra snittfunktion. Detta innebär att man kan få ytterligare en skärfunktion och kan påbörja en skärning utan behov av kanter.

Vikt: 0,170kg
Längd: 178 mm
Bredd: 24 mm

Material i rostfritt stål, rödeloxerad aluminium samt värmetålig plast upp till 100 °C.
Samtliga delar är lätta att demontera för rengöring eller utbyte.
Starka kemikalier kan göra ytan flammig men påverkar inte funktionen.