

# POSITIONERINGSKUDDAR

CM ProLine



- ✓ HYGIENISKA
- ✓ STABILA
- ✓ SLITSTARKA

## PRODUKTINFORMATION:

De större positioneringskuddarna är tillverkade i massiv polyeter med ytskikt av EVA.

EVA är ett slitstarkt material med hög friktion. Absorberar ingen vätska.


De mindre kuddarna är tillverkade i Sensaten, även detta ett material som inte absorberar vätska.

Kuddarna ger inga artefakter.

Artikelnr: se broschyrens baksida.

Tvättråd:  
Desinficeras med sprit-  
tvållösning.

Kan även levereras i specialmått.



## ÅTERFÖRSÄLJARE:

Comfort Medical AB  
Hjalmar Brantings väg 11G  
261 43 Landskrona  
Tel: 0733 109020  
0706 815141  
Mail: [info@comfortmedical.se](mailto:info@comfortmedical.se)  
[www.comfortmedical.se](http://www.comfortmedical.se)

**COMFORT** medical




**Art.nr: CMP60** Snedkudde 60 x 25 x 12 cm,




**Art.nr: CMP50** Snedkudde 50 x 25 x 12 cm




**Art.nr: CMP40** Snedkudde 40 x 25 x 12 cm




**Art.nr: CMPF40** Snedkudde flack 40 x 22 x 12 cm




**Art.nr: CMP2040** Spårplatta  
40 x 20 x 5 cm




**Art.nr: CMPHK** Handkudde  
18 x 15 x 6 cm



**Art.nr: CMPHT** Trappformad handkudde  
13 x 13 x 8 cm



**Art.nr: CMPKS** Kil låg  
19 x 19 x 0,5-4 cm



**Art.nr: CMPKL** Kil hög  
19 x 19 x 0,5-6 cm



**Art.nr: CMPHLK/CMPHLKS**  
Snedkudde handled  
23 x 16 x 10 / 18x9x4,5 cm 45 grader  
vinkel