


# Ergonomic RA650



# Frontschutz-Schürze

## Ergonomic RA650

Frontschutz in der puren Form - Dies beinhaltet vollflächigen Schutz über das gesamte Vorderteil und für die Rückenpartie, im oberen Bereich unterhalb der Schulternaht.

Komfortable, breite Kreuzbänder ermöglichen ein gutes Abgleiten der Schürze unter dem OP-Mantel durch einfaches Öffnen der Klettverschlüsse im Frontbereich.

Den Tragekomfort dieser klassischen Frontschutz-Schürze konnten wir mittels einiger Änderungen in der neuen Produktgeneration nochmals aufwerten. Die spezielle Schnittform der Modellreihe RA650 bietet den besonderen Vorteil, dass mit einer Größe in der Regel alle Standard-Konfektionsgrößen abdeckt werden.

Die Ausführung mit erstklassigem NovaLite-Strahlenschutzmaterial stellt an radiologischen Arbeitsplätzen mit hohen Tragezeiten die Erfüllung grundlegender arbeitsphysiologischer Anforderungen sicher. NovaLite-Strahlenschutzmaterial erzielt eine herausragende Bewertung bei ewicht und Strahlenschutz.

### Material / Bleigleichwert

NovaLite-Strahlenschutzmaterial:  
Schürze wahlweise in Pb 0,25 mm,  
Pb 0,35 mm oder Pb 0,50 mm

### Einfassung

Rundum eingefasst mit Spezialband

### Außenhülle / Farbe

ComforTex® HPMF,  
lieferbar in den Farben:

- Curacao
- Regatta
- Ocean
- Limette
- Indian Summer
- Orchidee

### Brusttasche / Stickerei

Auf Wunsch möglich.


### Größen

Einheitsgröße.

Maßanfertigungen sind auf Wunsch möglich.

### Längen

90 cm	empf. für Körpergröße ca. 155 – 165 cm
100 cm	empf. für Körpergröße ca. 165 – 175 cm
110 cm	empf. für Körpergröße ca. 175 – 185 cm
120 cm	empf. für Körpergröße ca. 185 – 195 cm



Dieses Modell entspricht der DIN EN 61331-1, DIN EN 61331-3, DIN 6857-1 und der Röntgenverordnung! Selbstverständlich verfügt MAVIG Röntgenschutzkleidung auch über die erforderliche Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß PSA 89/686/EWG (CE/PSA). MAVIG-Röntgenschutzkleidung gibt Ihnen die Sicherheit, alle geltenden gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

# Apron for Frontal Protection Ergonomic RA650

Front protection in the purest form - this includes full-surface protection of the entire front and for the upper area of the back below the shoulder seam.

Comfortable, wide crossover belts allow the apron to slide off easily under the surgical gown by simply opening the Velcro fasteners on the front. We were able to further increase the wearing comfort of this classic front protection apron by some modifications in the new product generation.

The special cut of the RA650 model series provides the particular advantage that all standard ready-to-wear sizes fit almost all body types.

Our first-class NovaLite X-ray protective material option is the choice for radiological workplaces that require long wearing periods and ensures the fulfilment of fundamental occupational health requirements.

The NovaLite X-ray protective material achieves an outstanding balance between weight and X-ray protection.

## Material / Lead Equivalent Value

NovaLite X-ray protective material:  
Apron available in Pb 0.25 mm,  
Pb 0.35 mm or Pb 0.50 mm

## Edging

All edges are covered with a seam band.

## Outer Cover /Colour

ComforTex® HPMF,  
available in the colours:

- Curacao
- Regatta
- Ocean
- Limette
- Indian Summer
- Orchidee

## Breast Pocket / Embroidery

Available on request.



## Sizes

Univeral size.

Custom-made sizes possible on request.

## Lengths

90 cm	recommended for heights of approx. 155 – 165 cm
100 cm	recommended for heights of approx. 165 – 175 cm
110 cm	recommended for heights of approx. 175 – 185 cm
120 cm	recommended for heights of approx. 185 – 195 cm



This model complies with DIN EN 61331-1, DIN EN 61331-3, DIN 6857-1 and the German X-ray ordinance. Naturally, MAVIG X-ray protective clothing also has easy type examination and certification in accordance with PSA 89/686/EU (CE/PSA). MAVIG X-ray protective clothing provides the assurance of fulfilling all applicable legal specifications.

# Delantal protector frontal Ergonomic RA650

Protección delantera en su forma más pura - Esto conlleva protección en la superficie completa de toda la parte delantera y en la parte trasera, en la parte superior por debajo de la costura del hombro.

Anchas y confortables bandas cruzadas posibilitan un buen deslizamiento del delantal por debajo de la bata quirúrgica mediante una sencilla apertura del cierre de velcro en la zona delantera.

El confort de uso de este clásico delantal protector frontal ha sido aumentado aún más mediante algunas modificaciones en la nueva generación de productos.

El corte especial de la serie de modelos RA650 ofrece la ventaja adicional que, normalmente con una sola talla, se cubren todas las tallas estándares de confección.

La versión con material protector contra rayos X NovaLite material protector contra rayos X asegura el cumplimiento de los requisitos básicos fisiológicolaborales en lugares de trabajo radiológicos con largos periodos de portabilidad. El material protector NovaLite obtiene una valoración extraordinaria en cuanto a peso y protección contra rayos X.

## Material / Equivalencia en plomo

Material protector contra rayos X NovaLite:  
Delantal a elegir entre Pb 0,25 mm,  
Pb 0,35 mm o Pb 0,50 mm

## Ribete

Ribeteado todo alrededor con cinta especial.

## Cubierta exterior / Color

ComforTex® HPMF,  
suministrable en los colores:

- Curacao
- Regatta
- Ocean
- Limette
- Indian Summer
- Orchidee

## Bolsillo de pecho / Bordado

Posible bajo demanda.


## Tallas

Talla única.

Confección a medida bajo demanda.

## Largos

90 cm	recomend. para estatura de 155 – 165 cm
100 cm	recomend. para estatura de 165 – 175 cm
110 cm	recomend. para estatura de 175 – 185 cm
120 cm	recomend. para estatura de 185 – 195 cm



# Demi-chasuble Ergonomic RA650

Protection avant dans la forme la plus pure - Ceci inclut une protection totale sur toute la partie avant et pour la partie arrière, dans la zone supérieure au-dessous de la couture d'épaule.

Les bandes croisées larges et confortables facilitent le glissement du tablier sous la blouse OP en ouvrant simplement les fermetures velcro à l'avant. Nous pourrions encore améliorer le confort au porter de ce tablier de protection avant classique au moyen de quelques modifications dans la nouvelle génération de produits.

Le découpe spéciale de la gamme de modèles RA650 a pour avantage de couvrir toutes les tailles standard avec une taille unique. Le modèle avec matière radioprotectrice NovaLite de qualité supérieure répond aux exigences de base en matière de physiologie de travail, qui s'appliquent aux postes de travail radiologiques.

La matière radioprotectrice NovaLite est exceptionnelle en termes de poids et de radioprotection.

## Matière / Equivalence en plomb

NovaLite:

Tablier au choix en Pb 0,25 mm,  
Pb 0,35 mm ou Pb 0,50 mm

## Bordure

Bordure intégrale avec bande spéciale.

## Revêtement extérieur / coloris

ComforTex® HPMF,

disponible dans les coloris suivants:

- Curacao
- Regatta
- Ocean
- Limette
- Indian Summer
- Orchidée

## Poche sur la poitrine / Broderie

Possible sur demande.

## Tailles

Unique.

Fabrication sur mesure possible sur demande.

## Longueurs

90 cm   recomm. pour taille env. 155 – 165 cm

100 cm   recomm. pour taille env. 165 – 175 cm

110 cm   recomm. pour taille env. 175 – 185 cm

120 cm   recomm. pour taille env. 185 – 195 cm

