

# CM TraumaCover™


CM ProLine



Enkel och snabb fixation av huvudet.



Varje set levereras komplett med fastsvetsad huvudfixation.



- ✓ VÄRMANDE
- ✓ HYGIENISKT
- ✓ TIDSBESPARANDE
- ✓ SÄKER  
IMMOBILISERING

## PRODUKTINFORMATION:

CM TraumaCover är ett engångsöverdrag för traumamadrasser. I förpackningen ingår överdrag, två hak-pannband samt fixationskudde för huvudet. Materialet är miljövänligt och består av polyuretan och polyester. Överdraget är helt vätsketätt. Materialegenskaperna minimerar patientens värmeförlust. Starkt, tål lyft av patient. Enkel och snabb immobilisering av huvudet med polyeterkudde och hak-pannband. Huvudfixationen är integrerad med överdraget med vätsketät svetsning. Kudden fästes med kardborre direkt mot överdraget.  
Mått: Längd: 225 cm  
Bredd: 162 cm.

Art.nr: CMCOVER  
Namn: CM TraumaCover  
Engångsöverdrag.  
Levereras i 15-pack.



## ÅTERFÖRSÄLJARE:

Comfort Medical AB  
Övre gatan 160  
261 61 Landskrona  
Tel: 070 314 79 88

Mail: [info@comfortmedical.se](mailto:info@comfortmedical.se)  
[www.comfortmedical.se](http://www.comfortmedical.se)

# COMFORT medical